

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland/ Germany
Tél +49 71 42 705-0
Fax +49 71 42 705-500
E-Mail info@duerrdental.com
Internet www.duerrdental.com

Date
21 Avril 2020

Déclaration sur l'activité virucide des produits du Système d'Hygiène Dürr Dental contre le coronavirus (SARS-CoV-2) selon les normes européennes EN 14476 et EN 17111.

Les coronavirus appartiennent au groupe des virus enveloppés qui sont généralement faciles à inactiver. En Europe, le désinfectant doit être testé contre les virus de test spécifiés (adénovirus de type 5, norovirus murin « MNV » et le virus vaccinia, respectivement) selon les normes EN 14476 et EN 17111 (requis en plus en cas de désinfection des instruments) afin de diminuer l'activité virucide contre tous les virus enveloppés.

Selon les normes EN 14476 et EN 17111, ces virus testés servent de substituts aux virus puisque plusieurs virus, tels que le VHB, le VHC ou le VIH, ne sont pas cultivables dans les cultures d'une cellule commune. Par conséquent, les tests de désinfection habituels ne peuvent pas être effectués avec ces virus.

Après des expériences réussies avec les virus non enveloppés mentionnés ci-dessus où le désinfectant est efficace contre tous les virus enveloppés, y compris le VHB, VHC et VIH (virus du génome sanguin) ainsi que contre les coronavirus.

Nous confirmons par la présente que les produits suivants du Système d'Hygiène Dürr Dental répondent aux normes européennes virucides (respectivement EN 14476 et EN 17111) et sont efficaces contre tous les virus ainsi que contre le nouveau type de coronavirus (SARS-CoV-2).

Instruments :

- ID 212 / 212 forte - Désinfection des instruments
- ID 213 - Désinfection des instruments.

Surfaces :

- FD 300/FD 300 top wipes - Désinfection des surfaces
- FD 312 - Désinfection des surfaces
- FD 322/FD 322 premium wipes/FD 322 top wipes - Désinfection rapide
- FD 333/FD 333 wipes - Désinfection rapide
- FD 333 forte/FD 333 forte premium wipes/FD 333 forte wipes - Désinfection rapide
- FD 350 – Lingettes de désinfection
- FD 366 sensitive/FD 366 sensitive wipes/FD 366 sensitive top wipes – Désinfection des surfaces délicates

Mains :


- HD 410 – Désinfection des mains
- HD 412 essential – Désinfection des mains

Domaines spéciaux :

- Orotol plus – Désinfection des systèmes d'aspiration
- Orotol ultra – Désinfection des systèmes d'aspiration
- MD 520 – Désinfection des empreintes



Christian Pflug
Vice President
Hygiene and Dental Care



Marc Diederich
Head of Product Management
Hygiene and Dental Care